

# Sistema de radiografía de muestras **Faxitron™ Core**



## **Eficiente. Intuitivo.**

Presentamos el sistema de radiografía de muestras Faxitron™ Core de Hologic.

Elimine los retrasos en las verificaciones de muestras centrales con el sistema Faxitron™ Core, el sistema de radiografía de muestras centrales diseñado para proporcionar imágenes de alta resolución en segundos.

### **Características del sistema Faxitron™:**

#### **Totalmente autónomo**

El sistema Faxitron™ Core es una unidad autónoma que no requiere protección adicional contra rayos X.

#### **Tecnología CMOS innovadora**

El detector patentado del sistema Faxitron™ Core permite una resolución de hasta 14 lp/mm para obtener una de las calidades de imagen más altas de la industria.

#### **Tubo de rayos X personalizado**

El objetivo de tungsteno del sistema Faxitron™ Core se ha optimizado para la obtención de imágenes de muestras centrales.

#### **Fácil de usar**

No se requiere capacitación adicional ni requisitos de rayos X especiales para operar el sistema Faxitron™ Core.

#### **Mediciones de imágenes precisas y automatizadas**

El control automático de exposición (CAE) y la calibración automática optimizan las imágenes con solo tocar un botón. Las imágenes luego se pueden enviar al sistema PACS para su revisión y archivado compartidos.

#### **Diseño ergonómico**

El tamaño mínimo y la forma elegante del sistema Faxitron™ Core permite una ubicación óptima en el punto de atención.

#### **Cajón de muestras versátil**

Un cajón integrado diseñado para ser utilizado junto con nuestra práctica bandeja de consumibles permite el transporte de la biopsia para el examen patológico.

# Una familia de soluciones integrales

El sistema Faxitron™ Core encaja perfectamente en la gama completa de Hologic en soluciones de radiografía de muestras. Hologic cuenta con una serie completa de productos para la obtención de imágenes de muestras para procedimientos de radiología, cirugía y patología, a fin de ayudarlo a mejorar su eficiencia, optimizar la experiencia de la paciente y ofrecer los mejores resultados posibles. Hable con su representante sobre las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades y garanticen la mejor atención posible para sus pacientes cuando estas más la necesiten.

**Sistema de biopsia mamaria Brevera<sup>®</sup>**



**Sistema de radiografía de muestras Trident<sup>®</sup> HD**



**Sistema de imágenes de muestras Faxitron™ Path**



**Asegúrese de hablar con su representante de Hologic para saber qué solución de radiografía para muestras es la adecuada para sus pacientes.**

*El sistema Faxitron™ Core también es conocido como sistema CoreVision<sup>®</sup>.*

*El sistema Faxitron™ Path también es conocido como sistema PathVision™.*

**[www.hologic.com](http://www.hologic.com) | [BSHInsideSales@hologic.com](mailto:BSHInsideSales@hologic.com) | + 1.800.442.9892**

**Oficinas centrales de Hologic  
Estados Unidos / América Latina**  
250 Campus Drive  
Marlborough, MA 01752  
Tel. de EE. UU.: +1.508.263.2900  
Ventas: +1.781.999.7453  
Fax: +1.781.280.0668  
Correo electrónico:  
[info@hologic.com](mailto:info@hologic.com)

**Hologic Europa**  
Everest (Cross Point)  
Leuvensesteenweg  
250A 1800  
Vilvoorde, Bélgica  
Tel.: +32.2.711.4680  
Fax: +32.2.725.2087

**Hologic Asia Pacific Limited**  
Unit 01-03A, 13/F  
No. 909 Cheung Sha Wan Road  
Cheung Sha Wan  
Kowloon, Hong Kong  
Tel.: +852 3748 7700  
Fax: +852 3526 0723

**Hologic Australia**  
Suite 402, Level 4  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Australia  
Tel.: +61.2.9888.8000  
Fax: +61.2.9870.7555

MISC-05517 Rev.002 (6/19) ©2019 Hologic Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, Brevera, CoreVision, PathVision, Faxitron, Trident, The Science of Sure y los logotipos asociados son marcas comerciales o registradas de Hologic, Inc. y sus filiales en los Estados Unidos u otros países. Esta información está dirigida a los profesionales médicos de los Estados Unidos y otros mercados, y no representa una solicitud o promoción del producto en los lugares donde dichas actividades están prohibidas. Debido a que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, medios electrónicos y ferias comerciales, no siempre es posible controlar dónde se difunden dichos materiales. Para recibir información específica sobre qué productos están disponibles para la venta en un país en particular, comuníquese con su representante local de Hologic.